

Restriktíós emésztés

psiSTRIKE vektorok ellenőrzéséhez

emésztési közeg:

- 14,3 μ l dH₂O
- 2 μ l VspI
- 2 μ l acetilated BSA (1 ml-1 μ l, ebből: 90 μ l-10 μ l)
- 1 μ l DNA (kb 0,4 μ g/ μ l)
- 0,5 μ l VspI

-
- Vössz = 20 μ l, 37°C, 80-90'
 - leállítás: 4 μ l 6x loading buffer